



MEIA DE COMPRESSÃO MÉDICA, SINTÉTICA MACIA, LEVE E FÁCIL DE USAR

Meias **EasyVen**®, em fios sintéticos macios e elásticos, combinam ajuste e conforto sem perder a eficácia terapêutica. Fácil de colocar e retirar e ainda proporcionam conforto e bem-estar ao longo do dia



CLASSE DE COMPRESSÃO:

EASYVEN 2: 20 - 30 mmHg

INDICAÇÃO:

EASYVEN 2: Insuficiência venosa crônica (IVC) moderada e após: cicatrização de úlcera superficial, síndrome de flebite, tratamento com escleroterapia, cirurgia varicosa seletiva ambulatorial, stripping. Varizes durante a gravidez, profilaxia de trombose/embolia.


CONTRAINDICAÇÃO:

Infecções, eczema, úlceras de membros inferiores de origem arterial, neuropatias graves, insuficiência cardíaca descompensada, edema grave das pernas, edema pulmonar, gangrena pré-existente, distúrbios graves da circulação arterial.

MODELOS DISPONÍVEIS

EASYVEN
EASYVEN 2: 20 - 30 mmHg

PONTA ABERTA



AD

AGH

EASY 2

EASY 2

COR



DETALHES

FAIXA DE ADERÊNCIA:

Lisa com faixa de silicone

COMPOSIÇÃO:

Poliamida

Elastano

COR DISPONÍVEL

34

Bege

TAMANHOS (CM)

P - M - G - GG

NORMAL - MAX


CURTA - LONGA

MEDIDAS DA CIRCUNFERÊNCIA (CM)

	P		M		G		GG	
	normal	max	normal	max	normal	max	normal	max
cG	47 - 51	52 - 60	52 - 57	58 - 67	58 - 63	64 - 74	64 - 70	71 - 83
cD	31 - 34	35 - 40	35 - 38	39 - 44	39 - 42	43 - 50	43 - 47	48 - 55
cB	20-22		23-25		26-28		29-31	

MEDIDAS DO COMPRIMENTO (CM)

	CURTA	LONGA
lD	34 - 38	39 - 44
lG	62 - 71	72 - 82



FABRICANTE:

CONTATO PARA VENDA:



GLORIA MED S.P.A.
22017 Menaggio (Co)
www.gloriamed.com



CATHLAB COMERCIO DE
PRODUTOS MEDICOS LTDA.
Av. Manoel Ribas, 8120
Loja 02 • Butiatuvinha
Curitiba | PR | CEP 82320-750
Fone: +55 41 3149-4283
41 9 9214-6349