



**NOVA PONTA!**

Resistência e navegabilidade superiores com melhor performance

## Endopróteses Vasculares Customizadas


Torácicas  
Toracoabdominais  
Abdominais  
Ilíacas

---

 **ortic**  
customizadas

**Linha de endopróteses vasculares customizadas**  
para o tratamento de aneurismas de aorta torácica, aorta abdominal, dissecções de aorta e aneurismas toracoabdominais

---



### Endoprótese Vascular

## Torácica Customizada

Excelente navegação e  
precisão no implante


Possui interferência mecânica que  
garante a estabilidade da endoprótese


Customizações contendo janelas,  
escalope e janelas alongadas internas  
e externas

### Endoprótese Vascular

## Toracoabdominal Customizada

Endopróteses customizadas contendo  
janelas, escalope e janelas  
alongadas internas e externas para o  
seguimento toracoabdominal





## Endoprótese Vascular

# Abdominal Customizada


Possui fixação ativa no stent livre (ganchos) nos modelos bifurcado e cuff

Customizações contendo fenestras, escalope e fenestras alongadas internas e externas

## Endoprótese Vascular

# Ilíaca Customizada

Customizações para o seguimento ilíaco, contendo fenestras alongadas internas e externas



# Sistema de Entrega

Pegador  
Liberação

## NOVA PONTA!

Resistência e navegabilidade superiores com melhor performance



Ponta flexível e atraumática



Ponta radiopaca


Reposicionamento

Pegador



Sistema de entrega intuitivo, sendo a única endoprótese do mercado **totalmente reposicionável**, mesmo após completamente exposta ao fluxo sanguíneo

Descobrimento



Bainha hidrofílica com baixo perfil

Circuito de lavagem

Pegador



## Sobre a Inside Medical

Somos uma empresa brasileira que atua no mercado de cirurgias endovasculares trabalhando em um único propósito:

**Facilitar cirurgias para salvar vidas pelo mundo.**




Know-how tecnológico e patentes nacionais e internacionais



Desenvolvimento, produção e comercialização de produtos médicos endovasculares



Trabalho desenvolvido com foco em atender às necessidades do cliente



Mais sobre  
a Inside