

Brosmed

Conjunto de  
Bainha Introdutora  
**Pregarde™**

Revestimento Hidrofílico com  
6 tipos de pontas: múltiplas escolhas




# Conjunto de Bainha Introdutora Pregarde™




**3** Dois modelos de válvula hemostática exclusivos, projetados para minimizar o risco de sangramento.

Válvula Y-Shape ▶



Válvula Cross-Cut ▶




**1** A estrutura da bainha é aramada para fornecer excelente resistência à flexão e uma capacidade de cruzamento eficaz."

**4** "A bainha possui uma superfície revestida com material hidrofílico e sua ponta macia é projetada para minimizar possíveis danos aos vasos sanguíneos."

4Fr	5Fr	6Fr	7Fr	8Fr
0.059" (1.5mm)	0.076" (1.9mm)	0.087" (2.2mm)	0.100" (2.5mm)	0.114" (2.9mm)

**5** 6 tipos de pontas preformadas








**2** Ponta de transição cônica, facilitando a sua inserção suave.



# Conjunto de Bainha Introdutora Pregarde™

## Especificações do produto

Bainha	Cores	Códigos		Comp. (cm)	Comp. hidrofílico	Fio Guia	Formato da ponta distal
		<i>Cross-Cut</i>	<i>Y-Shape</i>				
4F	Vermelho	4F045ST-C	4F045ST-Y	45	35	0.035"	
		4F065ST-C	4F065ST-Y	65	35		
		4F090ST-C	4F090ST-Y	90	15		
		4F110ST-C	4F110ST-C	110	60		
5F	Cinza	5F045ST-C	5F045ST-Y	45	35	0.038"	
		5F045HS-C	5F045HS-Y	45	35		
		5F045MP-C	5F045MP-Y	45	35		
		5F045RD-C	5F045RD-Y	45	35		
		5F045LM-C	5F045LM-Y	45	35		
		5F045CO-C	5F045CO-Y	45	35		
		5F065ST-C	5F065ST-Y	65	35		
		5F090ST-C	5F090ST-Y	90	15		
		5F090MP-C	5F090MP-Y	90	15		
		5F110ST-C	5F110ST-Y	110	60		
6F	Verde	6F045ST-C	6F045ST-Y	45	35	0.038"	
		6F045HS-C	6F045HS-Y	45	35		
		6F045MP-C	6F045MP-Y	45	35		
		6F045RD-C	6F045RD-Y	45	35		
		6F045LM-C	6F045LM-Y	45	35		
		6F045CO-C	6F045CO-Y	45	35		
		6F065ST-C	6F065ST-Y	65	35		
		6F090ST-C	6F090ST-Y	90	15		
		6F090MP-C	6F090MP-Y	90	15		
		6F110ST-C	6F110ST-Y	110	60		
7F	Laranja	7F045ST-C	7F045ST-Y	45	35	0.038"	
		7F045HS-C	7F045HS-Y	45	35		
		7F045MP-C	7F045MP-Y	45	35		
		7F045RD-C	7F045RD-Y	45	35		
		7F045LM-C	7F045LM-Y	45	35		
		7F045CO-C	7F045CO-Y	45	35		
		7F065ST-C	7F065ST-Y	65	35		
		7F090ST-C	7F090ST-Y	90	15		
		7F090MP-C	7F090MP-Y	90	15		
		7F110ST-C	7F110ST-Y	110	60		
8F	Azul	8F045ST-C	8F045ST-Y	45	35	0.038"	
		8F045MP-C	8F045MP-Y	45	35		
		8F045CO-C	8F045CO-Y	45	35		
		8F065ST-C	8F065ST-Y	65	35		
		8F090ST-C	8F090ST-Y	90	60		
		8F090MP-C	8F090MP-Y	90	60		

📍 15th Building, SMEs Venture Park,  
Songsan Lake Hi-Tech Industrial  
Development Zone, Dongguan(523808),  
Guangdong, China

☎ (0769) 2289-2018-8306

🌐 www.brosmed.com

✉ businesscn@brosmed.com

**Brosmed**  
embrace life

**tecmedic**  
PRODUTOS MÉDICOS

Rua Brasília Cuman, 566 – São Braz  
CEP 82315-010 – Curitiba – PR  
Fone/Fax: +55 (41) 3233-7887  
www.tecmedic.com.br