

Apresentando
0.85 mm




*Design superior para
cruzamento e entregabilidade*

O Mais Competitivo Perfil de **Cruzamento** e **Entrada de Ponta**



* Data on file



Informações para Compra

Diâmetro do Balão (mm)	Comprimento Utilizável do Balão (mm)			
	5	8	10	15
0.85	208-053-6J	-	208-103-6J	-
1.0	210-053-6J	210-083-6J	210-103-6J	210-153-6J
1.25	212-053-6J	212-083-6J	212-103-6J	212-153-6J




Tabela de complacência

Pressão (atm)	Diâmetro do Balão (mm)		
	0.85	1.0	1.25
2	0.78	0.94	1.18
4	0.82	0.97	1.22
6 (NOM)	0.85	1.00	1.25
8	0.88	1.03	1.28
10	0.92	1.06	1.32
12	0.95	1.09	1.35
14	0.98	1.12	1.38
16 (RBP)	1.01	1.15	1.42
18	1.05	1.18	1.45
20	1.08	1.21	1.48

Especificações Técnicas

Eixo Proximal	1.9F
Eixo Distal	2.36F
Comprimento Utilizável do Cateter	145 cm
Comprimento da Ponta	1.5 mm
Marcadores Radiopacos	Single
Lúmen de Rastreamento do Fio-guia	30 cm
Revestimento	- Hidrofilico (da ponta à porta de saída do fio-guia) - Hidrofóbico (lúmen do fio-guia)
Pressão Nominal (NOM)	6 atm
Pressão de Ruptura (RBP)	16 atm
Material do Balão	Nylon
Pregas do Balão	2
Diâmetro dos Balão (mm)	Ø 0.85, 1.0, 1.25
Comprimento do Balão (mm)	5, 8, 10, 15

0.85 - 1.25 mm



Para mais informações visite o site www.OrbusNeich.com ou entre em contato:

Sede Corporativa

Unit 303 & 305, 3/F, Building 20E
Hong Kong Science Park
Shatin, N.T., Hong Kong, China
Fone: +852.2802.2288
Fax: +852.2507.3532

EMEA Sede Regional

Drs. W. van Royenstraat 5
3871 AN Hoevelaken
The Netherlands
Fone: +31.33.254.1150



Representante no Brasil:

Av. Manoel Ribas, 8120 - Loja 02
Butiatuvinha - Curitiba - PR
CEP 82320-750
Fone: +55 41 3149-4283
www.cathlab.com.br

©2022 OrbusNeich Medical Company Limited ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.
Produto registrado na Anvisa M.S. 80117581062.

G-70-1060 Rev04

Sapphire® e OrbusNeich são marcas registradas da OrbusNeich Medical Company Limited ou de suas afiliadas.
Todos os dados e fotos estão aqui apresentados. As ilustrações não devem ser consideradas desenhos técnicos ou fotos de engenharia.

