


WilmaTM SC

CE
2460


CATETER DE DILATAÇÃO PARA PTCA

Ponta radiopaca afilada

Para melhor visibilidade do balão durante o procedimento de ICP



Wilma SC



Marca A

Ponta macia especificamente afilada

- Perfil ultrabaixo para penetração mais suave
- Cruzabilidade ideal
- Trauma mínimo da parede do vaso

Engenharia inteligente

Excelente tempo
de deflação*
Média inferior a 8
segundos

*Dados arquivados

WilmaTM SC

CATETER DE DILATAÇÃO DE BALÃO PTCA NÃO COMPATÍVEL


Empurrabilidade e rastreadibilidade aprimoradas

- Eixo distal altamente flexível
- Eixo proximal revestido de PTFE

Eixo resistente a dobras

CE
2460

Crescimento entre a pressão nominal e de ruptura nominal (balão de 3,0 mm)



Especificações técnicas

Compatibilidade do Cateter Guia: 5F

Material do balão	Náilon 12
Dobradura do balão	Memória para 3 dobras
Diâmetro do balão	2mm-4.5mm
Comprimento do balão	9mm-41mm
Perfil de entrada da ponta	0,016" (0,41mm)
Excelente tempo de deflação	Média inferior a 8 segundos
Diâmetro da haste	Proximal 1,95F, Distal 2,67F
Comprimento do cateter	140cm
Comprimento de troca rápida	25cm
Marcadores no eixo proximal	90cm e 100cm
Fio guia máximo recomendado	0,014" (0,36mm)
Compatibilidade do cateter guia	Compatível com 5F

Tabela de Complacência

Pressão [atm]	2.00 mm	2.25 mm	2.50 mm	2.75 mm	3.00 mm	3.50 mm	4.00 mm	4.50 mm
6	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.50	3.97	4.50
8	2.04	2.31	2.54	2.83	3.09	3.59	4.07	4.59
10	2.08	2.35	2.57	2.86	3.14	3.67	4.15	4.68
12	2.13	2.39	2.60	2.89	3.18	3.70	4.21	4.76
14	2.17	2.43	2.62	2.91	3.21	3.74	4.27	4.85
16	2.21	2.48	2.64	2.94	3.25	3.78	4.32	4.93
18	2.25	2.52	2.67	2.97	3.28	3.82	4.38	4.99

■ Pressão nominal ■ Pressão de Ruptura Nominal 1atm= 1.01bar

Tamanho da Matriz

Diâmetro do balão	Comprimento do balão (mm)								
	9	13	15	17	20	25	29	37	41
2.00 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.25 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.50 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.75 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.00 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.50 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.00 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.50 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Tamanhos disponíveis



Sahajanand Medical Technologies Pvt. Ltd.
 "Sahajanand Estate", Wakharía Wadi, Near Dabholi Char Rasta, Ved Road, Surat 395004, Gujarat, INDIA
 Tel.: +91 261 3060606 Fax: +91 261 3060607 Email: contact@sahmed.com Visite-nos em: www.smtpl.com
 • CIN: U33119GJ2001PTC040121

WS/BRO/EN01 REV.03_01NOV2017